

tria®

**AGE-DEFYING
EYE WRINKLE CORRECTING LASER**

Instructions for Use

WELCOME AND CONGRATULATIONS

**START YOUR PATH TO MORE YOUTHFUL-LOOKING SKIN WITH TRIA.
ENJOY PROFESSIONAL ANTI-AGING RESULTS AT HOME.**

Age-Defying Eye Wrinkle Correcting Laser is a hand-held product that uses laser light to treat the wrinkles around your eyes (“crow’s feet”) due to sun damage or aging. Your new device offers a true revolution in personal skincare, giving you professional anti-aging results with short, simple daily treatments in the comfort of your own home.

Youthful skin is rich in collagen, which is what gives the skin lift and support. Collagen beneath the surface works like columns of tissue that support the surface of the skin. Over time, the body produces less collagen, and exposure to sunlight slows the development of new collagen. The result can be wrinkles, especially around the eyes (“crow’s feet”).

TABLE OF CONTENTS

GETTING TO KNOW YOUR AGE-DEFYING EYE WRINKLE CORRECTING LASER	3
WHO SHOULD USE THE AGE-DEFYING EYE WRINKLE CORRECTING LASER (INDICATIONS FOR USE)	5
WHEN NOT TO USE THE AGE-DEFYING EYE WRINKLE CORRECTING LASER (CONTRAINDICATIONS)	6
IMPORTANT SAFETY INFORMATION	6
Warnings	7
Precautions	9
Benefits and Risks	10
BEFORE USING YOUR AGE-DEFYING EYE WRINKLE CORRECTING LASER FOR THE FIRST TIME	13
HOW TO USE YOUR AGE-DEFYING EYE WRINKLE CORRECTING LASER	14

HOW OFTEN TO USE YOUR AGE-DEFYING EYE WRINKLE CORRECTING LASER	17
WHAT TO EXPECT	17
HELPFUL TIPS FOR BEST RESULTS	18
CARE INSTRUCTIONS	19
TROUBLESHOOTING	21
LIMITED WARRANTY	25
TECHNICAL SPECIFICATIONS	31

GETTING TO KNOW YOUR AGE-DEFYING EYE WRINKLE CORRECTING LASER

WHAT'S INCLUDED:

- AGE-DEFYING EYE WRINKLE CORRECTING LASER
- INSTRUCTIONS FOR USE
- POWER SUPPLY AND CORD
- QUICK START GUIDE

IMPORTANT FEATURES:



See table below for important device indicators:

WHEN THE INDICATOR LIGHT IS . . .	IT MEANS . . .
Green	Steady green: Device is ready to use.
	Slowly flashing green: Device needs charging.
	Rapidly flashing green: Device is charging.
Purple (with vibration)	Device is gliding on skin and emitting laser treatment light.
Blue	Device is locked and must be unlocked for use.
No Light	Treatment is complete. Device has turned off.
Red	Device has an internal error. See troubleshooting guide.

LOCK FEATURE

A lock feature is available on your device to prevent unintentional product use. When the device is locked, it will not power on. The indicator light will flash blue when you press the power button.

To lock or unlock the device:

Press and hold the power button and release after four blue flashes. The power button must be released before the fifth blue flash to lock or unlock the device.

WHO SHOULD USE THE AGE-DEFYING EYE WRINKLE CORRECTING LASER (INDICATIONS FOR USE)

The Age-Defying Eye Wrinkle Correcting Laser is indicated for the treatment of periorbital wrinkles (“crow’s feet”).

Use this chart to see if the Age-Defying Eye Wrinkle Correcting Laser is right for you. If you are not sure whether the device is right for you, do not use it until you have contacted Tria Beauty Customer Care or a healthcare professional for more information.

SKIN CONDITION	USE EYE WRINKLE CORRECTING LASER	DESCRIPTION	EXAMPLES
Periorbital wrinkles	✓ OK to use	Wrinkles around the eye (also called “crow’s feet”).	

WHEN NOT TO USE THE AGE-DEFYING EYE WRINKLE CORRECTING LASER (CONTRAINDICATIONS)

Do not use Age-Defying Eye Wrinkle Correcting Laser on skin that is infected, burned, or cut, as this could cause discomfort or irritation. Wait until the infection, burn, or cut has healed before using the laser.

IMPORTANT SAFETY INFORMATION

Read the following important safety information before using the device. If you have any questions contact Tria Beauty Customer Care or a healthcare professional.

WARNINGS

 Do not use to treat your eye or eyelids or aim the device directly into your eyes. Doing this could cause serious eye injury such as a permanent or temporary decrease in vision or permanent blindness. Treat around the eyes only where you can feel bone beneath the skin.

 Do not use on tattooed skin. Doing this could result in a damaged tattoo or increased risk of skin injury.

 Do not treat each eye area more than once per day (once every 24 hours). Doing this could result in increased risk of skin irritation.

 After treatment is completed and the device automatically turns off, wait at least 24 hours to begin a new treatment session. Failure to do so may increase skin irritation.

 Do not use the device if you are under the age of 18. The use of the device on or by anyone under the age of 18 has not been tested and could result in serious skin or eye injury.

 Do not use if you are pregnant. The device has not been tested for safety on pregnant women and the risks are unknown.

 Do not use the device if it is wet or if it could fall into water while it is plugged in. If the device has fallen into water, do not touch until you first unplug it. Touching the device while it is wet could result in possibly fatal electric shock.

 Do not use the device if you experience skin color darkening. Failure to follow these instructions may cause further skin color darkening that may take more than 3 months to diminish.

 Do not use the device to treat skin which is painful to touch, raised (higher than surrounding skin), crusting or bleeding. This may be a sign of a more serious condition and should be checked by your doctor.

 Do not treat if your skin is red or swollen from a previous treatment. Wait until the redness and swelling have disappeared before treating again. If you have skin redness or swelling that lasts for more than a week, stop using the device and contact a healthcare professional.

 Invisible laser light. Do not view directly with optical instruments. Class 1M Laser Product.

 No modification of this equipment is allowed.

PRECAUTIONS

- Do not use the device on any area of the body other than around the eyes. Using the device on other areas of the body has not been tested and the risks are unknown.
- The device has only been clinically tested on periorbital wrinkles. Using the device on other wrinkle areas may not improve their appearance.
- Applying treatment applications in the exact same spot without moving the device will increase redness and swelling and could potentially lead to blisters or scabs.
- Do not use the device if you have a skin condition or are recovering from professional cosmetic treatments, such as a skin peel, skin resurfacing, injectable toxins or fillers.
- If the area of skin for which you are using the device to treat wrinkles appears to be worsening, you should cease use and check with your doctor to make sure you do not have a more serious condition.
- Only store the device in a dry room at a temperature between -25°C to 70°C (-13°F to 158°F). Use the device only in a normal room temperature environment.
- Keep away from pets and children.
- Do not drop the device on hard surfaces, as this could damage it. Using a damaged device could result in serious skin or eye injury.
- Only use the provided power supply and cord to recharge the device. Using different equipment could damage it.
- Do not attempt to open or repair the device or power supply.

BENEFITS AND RISKS

The benefits and risks of the Age-Defying Eye Wrinkle Correcting Laser were tested in a clinical study involving 45 participants, ages 35-70.

Participants treated the skin around their eyes 7 days a week for 8 weeks and were evaluated throughout the study for wrinkle improvement and side effects.

BENEFITS

In the study, the Age-Defying Eye Wrinkle Correcting Laser was evaluated for improving periorbital wrinkles in 45 men and women. Improvement was defined as at least a 1-point change on a 9-point scale, as judged by at least 2 of the 3 grading doctors. Participants also evaluated their own level of improvement.

Improvements in periorbital wrinkles were measured at 4 and 12 weeks after the last treatment by three independent doctors not involved in the clinical study. Blinded evaluations were performed by reviewing before and after photographs. Doctors did not know when the photographs had been taken. Four weeks after the last treatment, 34 of 45 participants (76%) had improvement in periorbital wrinkles. Twelve weeks after the last treatment, 33 of 45 participants (73%) had improvement in periorbital wrinkles. Please note that the observed improvement could be in part due to other non-device-specific effects. Based on subject satisfaction results, 35 of 41 participants (85%) noted improvement in their periorbital wrinkles 4 weeks after the last treatment and 34 of 41 participants (83%)

noted improvement in their periorbital wrinkles 12 weeks after the last treatment.

Your results may vary because of how you use your Age-Defying Eye Wrinkle Correcting Laser or how your skin responds to treatment.

RISKS

The side effects that appeared most frequently after treatment in the clinical study included: redness (44 of 45 subjects), stinging or prickling sensation (42 of 45 subjects), warmth sensation (30 of 45 subjects) and burning sensation (28 of 45 subjects). Clinical results show that these side effects usually resolved within several minutes or hours after a treatment. When using Age-Defying

Eye Wrinkle Correcting Laser daily, these side effects may diminish and resolve before your next daily treatment, however, depending on how your skin responds to treatment, some may not fully resolve before your next daily treatment. Do not perform another treatment until all side effects have fully resolved.

Other side effects reported in the clinical study included: bronzing (temporary small brown dots on the skin) (14 of 45 subjects), dryness (5 of 45 subjects) and edema (skin swelling) (3 of 45 subjects). Other side effects that were reported in one subject each included hyperpigmentation (skin color darkening), acne, itching, tightness, stinging eyes, and watery eyes. In the clinical study, all of

these side effects resolved within 3 months after stopping treatment. Not all of these side effects may have been caused by the Age-Defying Eye Wrinkle Correcting Laser.

Users with darker skin tones are more prone to persistent redness that can result in skin darkening. If persistent redness or skin darkening occurs, you should discontinue use of the Age-Defying Eye Wrinkle Correcting Laser. Sun exposure may worsen the condition. Apply a broad-spectrum sunscreen of at least SPF 30 daily to protect your skin from sunlight.

When you are treating your skin with the Age-Defying Eye Wrinkle Correcting Laser, you may feel

discomfort that many participants describe as stinging or prickling. There can also be a warming or sunburn-like sensation that can last several minutes or hours after treatment. Many study participants reported these sensations lessened with continued use.

BEFORE USING YOUR AGE-DEFYING EYE WRINKLE CORRECTING LASER FOR THE FIRST TIME


CHARGE YOUR DEVICE

- Insert the cord into the power supply and the device. Then plug the power supply into an outlet.
- When your device is charging, the indicator will rapidly flash green. When fully charged (up to 2 hours), the indicator light will turn steady green. Your device may arrive fully charged and not require additional charging before first use.

NOTE: The indicator light will slowly flash green when the battery needs to be charged. The indicator light will rapidly flash green while the device is charging, and turn steady green when fully charged.

TEST THE LASER ON AN AREA OF SKIN

If using the Age-Defying Eye Wrinkle Correcting



Laser for the first time, we recommend you test the device on your inner forearm. This will help you determine what the treatment feels like. Most users report becoming used to the sensation after several days of treatment. If an adverse reaction such as blistering or scabbing occurs, do not use the device. This type of reaction is very rare.

HOW TO USE YOUR AGE-DEFYING EYE WRINKLE CORRECTING LASER

THE INSTRUCTIONS BELOW DESCRIBE HOW TO USE YOUR AGE-DEFYING EYE WRINKLE CORRECTING LASER CORRECTLY

1. PREPARE YOUR SKIN

Wash and dry your eye area.

2. CLEAN BEFORE USE

Your device is most effective when clean. Ensure optimal results by wiping the laser treatment tip with a dry cotton swab or microfiber cloth prior to each use.

3. TURN ON YOUR DEVICE

Press and release the power button: The indicator light will turn green to indicate that the Age-Defying


Eye Wrinkle Correcting Laser is ready to use. Do not hold the power button down while treating.

NOTE: You must unplug the device to perform a treatment.



4. TREAT YOUR FIRST EYE AREA

Identify the treatment area around your eye as shown below.



- **Slide the device on your skin:** Place the laser treatment tip flat against your skin and glide it slowly in small circular motions, performing multiple passes throughout your treatment to cover the entire area.



- **Keep the purple light on:** The indicator light glows purple and the device vibrates when laser treatment is being delivered. Keep the device moving and in good skin contact to keep the purple light glowing.
- **Continue to treat until device turns off:** Treatment will complete after about 1 minute. The indicator light will turn off, the device will vibrate on and off several times, and the device will automatically turn off.

NOTE: Moving to the other eye area before the device turns off may result in inadequate treatment of the first eye area.

NOTE: If the indicator light begins flashing green during treatment, complete your treatment before charging the device.

5. REPEAT ON YOUR OTHER EYE AREA

(opposite side of the face)

6. APPLY SUNSCREEN

Daily use of a broad-spectrum sunscreen of at least SPF 30 is recommended. Follow the sunscreen's instructions.



WARNING: Do not use to treat your eye or eyelids or aim the device directly into your eyes. Doing this could cause serious eye injury such as a permanent or temporary decrease in vision or permanent blindness. Treat around the eyes only where you can feel bone beneath the skin.



WARNING: Do not treat each eye area more than once per day (once every 24 hours). Doing this could result in increased risk of skin irritation.

NOTE: It is normal to feel a slight stinging or warming sensation during treatment.

NOTE: If for any reason you need to turn off the device, press and hold the power button for 1-2 seconds to manually turn off the device.

NOTE: If the indicator light is flashing green before treatment, please charge the device as this indicates the battery is low.

HOW OFTEN TO USE YOUR AGE-DEFYING EYE WRINKLE CORRECTING LASER

Use your Age-Defying Eye Wrinkle Correcting Laser 7 days a week for 8 weeks. We recommend making the treatment part of your evening skincare routine. This allows the skin renewal process to begin and side effects to diminish overnight. Do not use this device for longer than an 8-week course of treatment.

WHAT TO EXPECT

- Users typically notice an improvement in their skin in as few as 2 weeks, with the best results occurring a few weeks after the 8-week course of treatment.
- During or immediately after treatment, you may feel mild discomfort such as stinging, itching, or prickling. There can also be a warming or heat sensation similar to that caused by sunburn. These sensations are normal and generally subside within minutes or hours and lessen with continued use.
- During or immediately after treatment, you may also develop temporary redness or mild swelling on your skin. This is normal and will typically resolve before your next treatment.

- Other side effects that may occur in normal use include flaking or dryness and temporary small brown dots on the skin.

NOTE: If you have more significant or persistent side effects, discontinue treatment and contact Tria Beauty Customer Care or a healthcare professional.

HELPFUL TIPS FOR BEST RESULTS

SOOTHE AFTER TREATMENT

Apply a post-treatment eye cream to help soothe skin after treatment.

KEEP SKIN HYDRATED

During the 8-week course of treatment, apply a moisturizer as needed to keep skin well hydrated.

PRACTICE IN A MIRROR

Perfect your technique by watching yourself in a mirror the first few times you treat. You'll see the glow of the purple contact light when you keep the device flat against your skin and continually moving.

CARE INSTRUCTIONS

TREAT AT NIGHT

Treat in the evening before bedtime to allow any redness or swelling to diminish overnight.

PROTECT YOUR SKIN FROM SUNLIGHT

Apply a broad-spectrum sunscreen of at least SPF 30 every morning. With daily sunscreen, you'll protect the benefits from your Age-Defying Eye Wrinkle Correcting Laser treatments, maintain results longer, and help prevent new photodamage.

MAINTENANCE

The device does not need regular or special maintenance. If you think your device is not working properly or is damaged in any way, do not use the device. Call Tria Beauty Customer Care for assistance.

CLEANING

For best results, keep the laser treatment tip clean. Oils, lotions, makeup, or other debris can block the laser light or keep the device from functioning properly. If the laser treatment tip does become visibly dirty, clean it with a dry cotton swab. Make sure to power off the device before cleaning.

If other parts of the device become dirty, clean as needed with a soft cloth moistened with rubbing alcohol. Avoid getting water or other liquid inside any part of the device.

STORAGE

Keep the device away from water, dampness, or debris that may get inside the device.

DISPOSAL

The device contains a lithium battery. Please follow the regulations where you live for recycling or disposing of electrical products.

TRAVEL

If you travel with your device, pack the product in its original packaging to prevent damage. The power supply will operate properly at all common global voltages (any supply between 100 and 240 VAC at 50-60 Hz). You may need a plug adapter so the power supply can plug into the wall socket.

LIFE OF PRODUCT

Age-Defying Eye Wrinkle Correcting Laser is designed to last for 3 years or more. There are no parts that need regular replacement. The device is working properly if it functions as described in this booklet.

TROUBLESHOOTING

Use this chart to help solve any problems that come up. If you still have problems, please contact Tria Beauty Customer Care at 1-877-321-8742 or customercare@triabeauty.com.

YOUR QUESTION	IT'S POSSIBLE THAT	HOW TO TROUBLESHOOT
My Age-Defying Eye Wrinkle Correcting Laser won't turn on.	Your device isn't charged.	Charge your device (see page 13).
	Your device is plugged in.	Unplug the device before attempting to treat.
My Age-Defying Eye Wrinkle Correcting Laser won't stay on and the indicator light flashes blue while the power button is depressed.	Your device is locked.	Unlock your device (see page 4).
My Age-Defying Eye Wrinkle Correcting Laser won't turn off.	You released the power button before the green light turned off.	Hold down the power button until the green light goes off, then release.

YOUR QUESTION	IT'S POSSIBLE THAT	HOW TO TROUBLESHOOT
<p>My Age-Defying Eye Wrinkle Correcting Laser won't lock.</p>	<p>You didn't hold the power button down long enough to see four blue flashes.</p>	<p>Repeat the locking sequence (see page 4).</p>
	<p>You didn't release the power button before the fifth blue flash.</p>	
<p>The indicator light is slowly flashing green.</p>	<p>Your device needs charging.</p>	<p>Charge your device (see page 13).</p>
		<p>If the indicator light begins flashing green during treatment, complete your treatment before charging the device.</p>
<p>The indicator light is red.</p>	<p>Your device isn't working properly.</p>	<p>Turn your device off, then back on. If the indicator light remains red, contact Tria Beauty Customer Care.</p>

YOUR QUESTION	IT'S POSSIBLE THAT	HOW TO TROUBLESHOOT
<p>My Age-Defying Eye Wrinkle Correcting Laser doesn't charge.</p>	<p>Your device isn't connected properly.</p>	<p>Check that the cord is properly connected at both ends and the power supply is plugged into a working power outlet (see page 13).</p>
<p>When I am using my Age-Defying Eye Wrinkle Correcting Laser the contact light doesn't glow purple or stops completely during treatment.</p>	<p>Your device isn't charged.</p>	<p>Charge your device (see page 13).</p>
	<p>The laser treatment tip isn't making good contact with your skin.</p>	<p>Make a slow, steady gliding motion with good skin contact (see page 15).</p>
	<p>Your device isn't working properly.</p>	<p>Charge your device and restart your treatment session (see page 13).</p>

YOUR QUESTION	IT'S POSSIBLE THAT	HOW TO TROUBLESHOOT
<p>When I am using my Age-Defying Eye Wrinkle Correcting Laser the contact light illuminates intermittently.</p>	<p>The laser treatment tip isn't making good contact with your skin.</p>	<p>Make a slow steady gliding motion with good skin contact (see page 15).</p>
	<p>Dirt or debris is blocking the laser treatment tip.</p>	<p>Clean the laser treatment tip with a dry cotton swab (see page 19).</p>
<p>I am using my Age-Defying Eye Wrinkle Correcting Laser and the treatment sensation greatly diminished.</p>	<p>Dirt or debris is blocking the laser treatment tip.</p>	<p>Clean the laser treatment tip with a dry cotton swab (see page 19).</p>

LIMITED WARRANTY

The Age-Defying Eye Wrinkle Correcting Laser comes with a 1-year limited warranty detailed below.

WHAT IS COVERED BY THE LIMITED WARRANTY?

This 1-year limited warranty covers defects in materials and workmanship in your Age-Defying Eye Wrinkle Correcting Laser if you purchased it from an authorized partner or directly from the manufacturer (Tria Beauty). Your 1-year limited warranty is valid for you alone, the original purchaser, and cannot be transferred.

WHAT IS NOT COVERED BY THIS LIMITED WARRANTY?

This limited warranty is effective only if the Age-Defying Eye Wrinkle Correcting Laser is purchased and used in the United States or Canada.

This limited warranty does not cover damage, defects, or failure caused by abuse or misuse; improper care; impact or insertion of foreign objects; vandalism; improper storage; improper or incorrectly performed maintenance or repair; application of harmful chemicals; Acts of God, fire, or water; abrasives; negligence; failure to follow manufacturer's instructions; loss of the Age-Defying Eye Wrinkle Correcting Laser; normal wear and tear; alteration; overuse; professional use; or commercial use.

HOW LONG DOES THIS LIMITED WARRANTY LAST?

The limited warranty begins on the date of purchase and expires one year later. The warranty period is not extended for any period during which the Age-

Defying Eye Wrinkle Correcting Laser (or any parts thereof) is in repair or if your Age-Defying Eye Wrinkle Correcting Laser is replaced by Tria Beauty during the warranty period.

WHAT WILL TRIA BEAUTY DO IF YOUR AGE-DEFYING EYE WRINKLE CORRECTING LASER IS DEFECTIVE?

If you discover a covered defect in your Age-Defying Eye Wrinkle Correcting Laser before the 1-year warranty period expires, contact Customer Care for assistance.

If we confirm a defect covered by this limited warranty, it will be Tria Beauty's decision as to whether we will: (i) replace your Age-Defying Eye

Wrinkle Correcting Laser with either a new or a refurbished Age-Defying Eye Wrinkle Correcting Laser that is the same as or similar to the Age-Defying Eye Wrinkle Correcting Laser you purchased; or (ii) repair your Age-Defying Eye Wrinkle Correcting Laser using either new or refurbished parts.

If we find that the defect in your Age-Defying Eye Wrinkle Correcting Laser is not covered under this limited warranty, we will notify you about the service alternatives that are available on a fee basis.

If we find that your Age-Defying Eye Wrinkle Correcting Laser is not defective, we will notify you and return your Age-Defying Eye Wrinkle Correcting Laser to you.

All Limited Warranty services must be authorized and performed by Tria Beauty or a service provider authorized by Tria Beauty.

WARRANTY LIMITATIONS AND DISCLAIMERS

THIS WARRANTY GIVES YOU SPECIFIC LEGAL RIGHTS, AND IS IN ADDITION TO YOUR STATUTORY RIGHTS.

YOUR REMEDIES FOR THE BREACH OF THIS LIMITED WARRANTY ARE LIMITED SOLELY TO THE REPAIR AND REPLACEMENT OF YOUR AGE-DEFYING EYE WRINKLE CORRECTING LASER AS SET FORTH IN THIS WARRANTY STATEMENT.

TO THE MAXIMUM EXTENT PERMITTED BY

APPLICABLE LAW, TRIA BEAUTY DISCLAIMS ALL IMPLIED WARRANTIES. IF APPLICABLE LAW DOES NOT PERMIT THE DISCLAIMER OF IMPLIED WARRANTIES, THEN THE DURATION OF IMPLIED WARRANTIES ARE HEREBY EXPRESSLY LIMITED TO THE DURATION OF THE EXPRESS LIMITED WARRANTY SET FORTH ABOVE. IN NO EVENT SHALL TRIA BEAUTY BE LIABLE FOR ANY SPECIAL, INCIDENTAL, CONSEQUENTIAL, PUNITIVE, OR INDIRECT DAMAGES BASED UPON BREACH OF WARRANTY, BREACH OF CONTRACT, TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR STRICT PRODUCT LIABILITY), OR OTHERWISE, EVEN IF TRIA BEAUTY IS ADVISED OR AWARE THAT SUCH DAMAGES MIGHT ARISE. SUCH DAMAGES INCLUDE, BUT ARE NOT LIMITED TO, LOSS

OF USE OF THE AGE-DEFYING EYE WRINKLE CORRECTING LASER, COST OF ANY SUBSTITUTE EQUIPMENT, THE CLAIMS OF THIRD PARTIES, OR DAMAGE TO PROPERTY.

TO THE MAXIMUM EXTENT PERMITTED BY APPLICABLE LAW, IN NO EVENT SHALL TRIA BEAUTY BE LIABLE FOR ANY SPECIAL, INCIDENTAL, CONSEQUENTIAL, PUNITIVE, OR INDIRECT DAMAGES BASED UPON BREACH OF WARRANTY, BREACH OF CONTRACT, NEGLIGENCE, STRICT PRODUCT LIABILITY, TORT OR OTHER LEGAL THEORY, EVEN IF TRIA BEAUTY IS ADVISED OR AWARE THAT SUCH DAMAGES MIGHT ARISE. SUCH DAMAGES INCLUDE, BUT ARE NOT LIMITED TO, LOSS OF USE OF THE AGE-DEFYING EYE

WRINKLE CORRECTING LASER, COST OF ANY SUBSTITUTE EQUIPMENT, THE CLAIMS OF THIRD PARTIES, OR DAMAGE TO PROPERTY. IF THE APPLICABLE LAW DOES NOT ALLOW LIMITS ON WARRANTIES, OR ON REMEDIES FOR BREACH IN CERTAIN TRANSACTIONS, THE LIMITS IN THIS PARAGRAPH AND THE DISCLAIMER OR EXCEPTIONS FROM WARRANTY MAY NOT APPLY. THIS LIMITATION DOES NOT APPLY TO CLAIMS FOR DEATH OR PERSONAL INJURY CAUSED BY A DEFECT IN THE AGE-DEFYING EYE WRINKLE CORRECTING LASER OR ANY OTHER LIABILITY THAT CANNOT BE EXCLUDED OR LIMITED BY LAW.

THESE WARRANTY TERMS, CONDITIONS, AND LIMITATIONS ALLOCATE THE RISKS OF PRODUCT

FAILURE BETWEEN TRIA BEAUTY AND YOU, THE PURCHASER OF THE AGE-DEFYING EYE WRINKLE CORRECTING LASER. THIS ALLOCATION IS RECOGNIZED BY BOTH PARTIES AND IS REFLECTED IN THE PRICE OF THE AGE-DEFYING EYE WRINKLE CORRECTING LASER. BY USING THE AGE-DEFYING EYE WRINKLE CORRECTING LASER YOU ACKNOWLEDGE THAT YOU HAVE READ THESE TERMS, CONDITIONS, AND LIMITATIONS, UNDERSTAND THEM AND ARE BOUND BY THEM.

PRODUCT CHANGES

Tria Beauty reserves the right to make changes and improvements to its products without incurring any obligation to incorporate such improvements in products previously sold.

DISPUTES

This warranty and any dispute or claim arising out of or in connection with it or its subject matter or formation (including non-contractual disputes or claims) shall be governed by and construed in accordance with the law of the country of purchase.

You agree that the courts of the country where you purchased the Age-Defying Eye Wrinkle Correcting Laser shall have non-exclusive jurisdiction to settle any dispute or claim that arises out of or in connection with this warranty or its subject matter or formation (including non-contractual disputes or claims).

TIME FOR FILING CLAIMS

Any claim for breach of this limited warranty

must be commenced within twelve (12) months following the original purchase of the Age-Defying Eye Wrinkle Correcting Laser.

NO OTHER WARRANTIES

Unless modified in a writing signed by both parties, these warranty terms, conditions, and limitations are understood to be the complete and exclusive agreement between the parties, superseding all prior agreements and representations, oral or written, and all other communications between the parties relating to the subject matter of these warranty terms. No employee of Tria Beauty or any other party (including without limitation distributors, dealers, and retailers) is authorized to make any warranty in addition to those made herein.

MISCELLANEOUS TERMS

As used in this contract, “we” and “us” refer to Tria Beauty. “You” refers to the original purchaser of the Age-Defying Eye Wrinkle Correcting Laser. A waiver of strict compliance with any term herein shall not be deemed a continuing waiver or waive any other terms or conditions. We shall be excused from performance to the extent of any delay or inability to perform arising due to weather events, disasters, acts of terror, governmental action or regulation, labor or materials shortages or disputes, or other circumstances not under our control. If any term herein is illegal, invalid, or unenforceable, then such term shall be ignored, but the remaining terms and conditions shall remain in effect.

TECHNICAL SPECIFICATIONS

NAME: Age-Defying Eye Wrinkle Correcting Laser

MODEL: FANp

LASER TYPE: Diode laser

LASER CLASS: 1M per IEC 60825

NOTE: This Class 1M laser emits invisible laser radiation. Do not treat the eye, eyelids, or point directly at the eye. Do not view directly with optical instruments, such as microscopes and telescopes. This product is safe to eyes and skin if used in accordance with these Instructions for Use.

OUTPUT WAVELENGTH: 1440 nm

OUTPUT LASER ENERGY: 10 mJ/pulse

POWER SUPPLY INPUT: 100-240 V-, 50-60 Hz, 0.15A

POWER SUPPLY OUTPUT: 5 V DC, 1.0 A, alternatively USB connection

PHYSICAL



OPERATING TEMPERATURE:
5 °C to 30 °C

OPERATING RELATIVE HUMIDITY:
Non-condensing 15-95%

**OPERATING ATMOSPHERIC
PRESSURE:**
700 hPa to 1060 hPa



TRANSPORT AND STORAGE

TEMPERATURES: -25 °C to 70 °C

TRANSPORT RELATIVE HUMIDITY:

Non-condensing 0-93%

TRANSPORT ATMOSPHERIC PRESSURE:

200 hPa to 1060 hPa

There are no parts that need regular replacement. Age-Defying Eye Wrinkle Correcting Laser is working properly if it functions as described in this booklet.

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:
(1) this device may not cause harmful interference, and
(2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

SYMBOL GLOSSARY



Warning Symbol



Laser Warning Symbol



Type BF Symbol



Serial Number Symbol



Manufacturer Symbol



Power On/Off Symbol



Accompanying Documentation Must be Consulted Symbol



Temperature Limitation Symbol



WEEE Symbol



CE Mark Symbol

IP22

IP22 Symbol



Class II Equipment Symbol

LASER DÉFIANT LE TEMPS CONTOUR DES YEUX

Instructions d'utilisation

BIENVENUE ET FÉLICITATIONS

**COMMENCEZ VOTRE CHEMIN VERS UNE PEAU À L'ASPECT JEUNE AVEC TRIA.
POUR OBTENIR DES RÉSULTATS ANTI-ÂGE DE QUALITÉ PROFESSIONNELLE À DOMICILE.**

Le Laser défiant le temps Contour des yeux est un produit portable qui utilise une lumière laser pour traiter les rides autour des yeux (« pattes d'oie ») dues aux dommages du soleil ou au vieillissement. Votre nouvel appareil est une vraie révolution dans les soins de la peau, car il offre des résultats anti-âge professionnels à domicile par le biais de traitements laser courts, simples et quotidiens.

La peau jeune est riche en collagène, qui est ce qui donne un support à la peau. Le collagène sous la surface fonctionne comme des colonnes de tissus qui supportent la surface de la peau. Avec le temps, le corps produit moins de collagène et l'exposition à la lumière du soleil ralentit le développement de nouveau collagène. Le résultat : des rides, particulièrement autour des yeux (« pattes d'oie »).

TABLE DES MATIÈRES

CARACTÉRISTIQUES DU LASER DÉFIANT LE TEMPS CONTOURS DES YEUX	39
QUI DEVRAIT UTILISER LE LASER DÉFIANT LE TEMPS CONTOURS DES YEUX (INDICATIONS D'UTILISATION)	42
CONTRE-INDICATIONS DU LASER DÉFIANT LE TEMPS CONTOURS DES YEUX (UTILISATIONS NON FAVORABLES)	43
RENSEIGNEMENTS IMPORTANTS EN MATIÈRE DE SÉCURITÉ	43
Mises en garde	44
Précautions	46
Bienfaits et risques	47

AVANT UNE PREMIÈRE UTILISATION DU LASER DÉFIANT LE TEMPS CONTOURS DES YEUX	50
COMMENT UTILISER LE LASER DÉFIANT LE TEMPS CONTOURS DES YEUX	52
FRÉQUENCE D'UTILISATION DU LASER DÉFIANT LE TEMPS CONTOURS DES YEUX	55
DESCRIPTION DES ATTENTES	55
CONSEILS UTILES POUR DE MEILLEURS RÉSULTATS	56
INSTRUCTIONS SOIN ET ENTRETIEN	57
DIAGNOSTIC DE PANNE	59
GARANTIE LIMITÉE	63
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES	70

CARACTÉRISTIQUES DU LASER DÉFIANT LE TEMPS CONTOURS DES YEUX

COMPOSANTS INCLUS :

- LASER DÉFIANT LE TEMPS CONTOURS DES YEUX
- ALIMENTATION ÉLECTRIQUE ET CORDON
- INSTRUCTIONS D'UTILISATION
- GUIDE DE DÉMARRAGE RAPIDE

CARACTÉRISTIQUES IMPORTANTES :



Voir le tableau ci-dessous pour les voyants importants de l'appareil:

LORSQUE LE VOYANT LUMINEUX EST . . .	CELA SIGNIFIE . . .
Vert	Vert continu : L'appareil est prêt à l'emploi.
	Vert clignotant lentement : L'appareil a besoin d'être chargé.
	Vert clignotant rapidement : L'appareil est en cours de charge.
Violet (avec vibration)	L'appareil glisse sur la peau et émet une lumière de traitement au laser.
Bleu	L'appareil est verrouillé et doit être déverrouillé pour être utilisé.
Pas de lumière	Le traitement est terminé. L'appareil s'est éteint.
Rouge	Erreur interne de l'appareil. Voir le guide de diagnostic de panne.

FONCTION DE BLOCAGE

Une fonction de blocage est disponible sur votre Laser déifiant le temps Contour des yeux pour prévenir toute utilisation accidentelle du produit. Lorsque l'appareil est verrouillé, il ne fonctionnera pas. Le voyant lumineux clignotera en bleu lorsque vous appuyez sur le bouton d'alimentation.

Pour verrouiller ou déverrouiller l'appareil :

Appuyez sur le bouton d'alimentation jusqu'à l'émission de quatre clignotements bleus. Le bouton d'alimentation doit être relâché avant le cinquième clignotement bleu pour verrouiller ou déverrouiller l'appareil.

QUI DEVRAIT UTILISER LE LASER DÉFIANT LE TEMPS CONTOURS DES YEUX (INDICATIONS D'UTILISATION)

Le Laser déifiant le temps Contour des yeux est indiqué pour le traitement des rides périorbitales (« pattes d'oie »).

Utilisez ce tableau pour déterminer si le Laser déifiant le temps Contour des yeux est la solution à vos problèmes. En cas de doute, ne l'utilisez pas avant d'avoir contacté le Service à la clientèle Tria Beauty ou un professionnel de la santé pour de plus amples informations.

AFFECTION CUTANÉE	UTILISATION DU LASER CONTOUR DES YEUX	DESCRIPTION	EXEMPLES
Rides périorbitales	✓ Utilisation approuvée	Les rides autour des yeux (« pattes d'oie »).	

CONTRE-INDICATIONS DU LASER DÉFIANT LE TEMPS CONTOURS DES YEUX (UTILISATIONS NON FAVORABLES)

N'utilisez pas le Laser déifiant le temps Contour des yeux sur une peau infectée, brûlée ou sur une coupure et ce, pour éviter tout inconfort ou toute irritation. Attendez que l'infection, la brûlure ou la coupure soit guérie avant d'utiliser le laser.

RENSEIGNEMENTS IMPORTANTES EN MATIÈRE DE SÉCURITÉ

Veillez lire les renseignements importants en matière de sécurité avant d'utiliser cet appareil. Si vous avez des questions, contactez le Service à la clientèle Tria Beauty ou un professionnel de la santé.

MISES EN GARDE

 N'utilisez pas l'appareil pour traiter les yeux ou les paupières, ou ne pas pointer directement dans les yeux. Cela pourrait entraîner de graves blessures à l'œil, comme une baisse permanente ou temporaire de la vue ou une cécité irréversible. Traitez uniquement le contour des yeux sur les régions où vous pouvez sentir l'os sous la peau.

 N'utilisez pas sur une peau tatouée. Cela pourrait provoquer un dommage au tatouage ou augmenter le risque de lésion cutanée.

 Ne traitez pas chaque zone plus d'une fois par jour (une fois toutes les 24 heures). Cela pourrait augmenter le risque d'irritation de la peau.

 Une fois que le traitement est terminé et que l'appareil s'est automatiquement éteint, patientez au moins 24 heures avant de commencer un nouveau traitement. Ne pas suivre cette consigne risque d'augmenter l'irritation de la peau.

 N'utilisez pas l'appareil si vous avez moins de 18 ans. Cet appareil n'a pas été testé sur des personnes de moins de 18 ans. Des conséquences graves pour la peau ou l'œil pourraient en résulter.

 N'utilisez pas l'appareil si vous êtes enceinte. L'appareil n'a pas été testé sur les femmes enceintes, et les risques sont, par conséquent, inconnus.

 N'utilisez pas l'appareil s'il est mouillé, ou s'il risque de tomber dans l'eau une fois branché. Si l'appareil est tombé dans l'eau, ne le touchez pas avant de l'avoir débranché. Manipuler un appareil humide pourrait entraîner une décharge électrique potentiellement mortelle.

 N'utilisez pas l'appareil si vous observez un noircissement de la peau. Le non-respect de ces instructions peut aggraver le noircissement de la peau. L'atténuation d'un tel effet peut prendre plus de 3 mois.

 N'utilisez pas l'appareil pour traiter la peau si elle est douloureuse au toucher, bombée (supérieure à la région avoisinante), croûtée ou en sang. C'est

peut-être un signe d'une affection plus grave et nécessite une consultation avec votre médecin.

 Ne pas traiter si la peau est rouge ou enflée suite à un traitement précédent. Attendez la disparition de la rougeur et du gonflement avant de traiter à nouveau. Si le gonflement ou les rougeurs persistent pendant plus d'une semaine, cessez toute utilisation de l'appareil et contactez un professionnel de la santé.

 Lumière laser invisible. Ne pas regarder pas directement avec des instruments optiques. Produit laser de classe 1M.

 Aucune modification de ce matériel n'est autorisée.

PRÉCAUTIONS

- N'utilisez pas l'appareil sur des surfaces du corps autres que celles du contour des yeux. L'utilisation de l'appareil sur les autres parties du corps n'a pas été testée et les risques sont, par conséquent, inconnus.
- L'appareil n'a été testé cliniquement que sur les rides périorbitales. Utiliser l'appareil sur d'autres surfaces ridées risque de ne pas améliorer leur aspect.
- Ne pas appliquer les traitements au même endroit sans déplacer l'appareil. Cela augmentera les rougeurs et le gonflement et pourrait donner lieu à des ampoules ou à des croûtes.
- N'utilisez pas l'appareil si vous avez une affection cutanée ou si vous venez de subir des traitements cosmétiques professionnels tels que gommage de peau, resurfaçage de peau, produits et toxines injectables.
- Si vous remarquez une aggravation de la région traitée lorsque vous utilisez l'appareil pour traiter les rides, cessez toute utilisation et consultez votre médecin afin de vous assurer qu'il ne s'agit pas d'une affection plus grave.
- Entrez l'appareil uniquement dans une pièce sèche dont la température est comprise entre -25 °C et 70 °C (-13 °F et 158 °F). Utilisez l'appareil dans une pièce à température normale.
- Tenir hors de la portée des enfants et des animaux domestiques.
- Ne laissez pas tomber l'appareil sur des surfaces dures. Cela pourrait l'endommager. L'utilisation d'un appareil endommagé pourrait provoquer de graves lésions de la peau ou de l'œil.

BIENFAITS ET RISQUES

- Utilisez uniquement l'alimentation électrique et le cordon pour recharger l'appareil. L'utilisation d'un autre équipement pourrait l'endommager.
- N'essayez jamais d'ouvrir ou de réparer l'appareil ou l'alimentation électrique.

Les bienfaits et risques du Laser défiant le temps Contour des yeux ont été testés dans le cadre d'une étude clinique comprenant 45 participants, âgés de 35 à 70 ans. Les participants ont traité la peau autour des yeux 7 jours par semaine pendant 8 semaines et ont été évalués pendant toute l'étude pour une amélioration des rides et les effets secondaires.

BIENFAITS

Dans l'étude, le Laser défiant le temps Contour des yeux a été évalué pour améliorer les rides périorbitales chez 45 hommes et femmes. L'amélioration a été définie comme au moins une modification de 1 point sur une échelle de 9 points, telle que jugée par au moins 2 des 3 médecins évaluateurs. Les participants ont également évalué

leur propre niveau d'amélioration.

Les améliorations sur les rides périorbitales sont évaluées à 4 et 12 semaines après le dernier traitement par trois médecins indépendants ne faisant pas partie de l'étude clinique. Des évaluations en aveugle ont été effectuées en examinant des photos avant et après. Les médecins ne savaient pas quand les photos avaient été prises. Quatre semaines après le dernier traitement, 34 des 45 participants (76 %) ont constaté une amélioration des rides périorbitales. Douze semaines après le dernier traitement, 33 des 45 participants (73 %) ont constaté une amélioration des rides périorbitales. Remarque que l'amélioration constatée pourrait être partiellement due à d'autres effets non spécifiques à l'appareil. En fonction

des résultats de satisfaction des sujets, 35 des 41 participants (85 %) ont observé une amélioration de leurs rides périorbitales 4 semaines après le dernier traitement et 34 des 41 participants (83 %) ont observé une amélioration de leurs rides périorbitales 12 semaines après le dernier traitement.

Vos résultats peuvent varier en fonction de la manière dont vous utilisez le Laser défiant le temps Contour des yeux ou dont votre peau réagit au traitement.

RISQUES

Les effets secondaires qui sont apparus le plus fréquemment après le traitement dans l'étude clinique incluaient : rougeur (44 des 45 sujets), sensation de picotement ou de fourmillement (42 des 45

sujets), sensation de chaleur (30 des 45 sujets) et sensation de brûlure (28 des 45 sujets). Les résultats cliniques montrent que ces effets secondaires sont généralement résolus dans les quelques minutes ou heures suivant un traitement. Lors d'une utilisation quotidienne du Laser défiant le temps Contour des yeux, ces effets secondaires peuvent diminuer et se résoudre avant le prochain traitement quotidien, toutefois, en fonction de la manière dont votre peau réagit au traitement, certains peuvent ne pas être complètement résolus avant le traitement quotidien suivant. N'effectuez pas d'autre traitement avant que les effets secondaires aient complètement disparu.

Parmi les autres effets secondaires signalés dans l'étude clinique : bronzage (petites taches brunes

provisoires sur la peau) (14 des 45 sujets), sécheresse (5 des 45 sujets) et œdème (gonflement de la peau) (3 des 45 sujets). Autres effets secondaires signalés chez un sujet chacun : hyperpigmentation (noircissement de la couleur de peau), acné, démangeaisons, tiraillement, picotement des yeux et larmoiement des yeux. Dans l'étude clinique, tous ces effets secondaires ont été résolus dans les 3 mois après avoir arrêté le traitement. Ces effets secondaires n'ont peut-être pas tous été causés par le Laser défiant le temps Contour des yeux.

Les utilisateurs à la peau plus foncée ont plus tendance à une rougeur persistante qui peut résulter en un brunissement de la peau. Si une rougeur persistante ou un brunissement de la peau a lieu,

il est recommandé d'interrompre l'utilisation du Laser déifiant le temps Contour des yeux. Une exposition au soleil risque d'empirer la condition. Appliquez un écran solaire à large spectre d'au moins FPS 30 tous les jours pour protéger la peau de la lumière du soleil.


Lorsque vous traitez la peau avec le Laser déifiant le temps Contour des yeux, vous risquez de ressentir un certain inconfort que de nombreux participants décrivent comme picotement ou fourmillement. Il peut également y avoir une sensation de chaleur ou de coup de soleil pouvant durer quelques minutes ou heures après le traitement. De nombreux participants à l'étude ont signalé que ces sensations diminuaient avec une utilisation continue.

AVANT UNE PREMIÈRE UTILISATION DU LASER DÉFIANT LE TEMPS CONTOUR DES YEUX

RECHARGER LE LASER DÉFIANT LE TEMPS CONTOUR DES YEUX

- Insérez le cordon dans l'alimentation électrique et l'appareil. Puis, branchez l'alimentation électrique dans une prise de courant.
- Lorsque l'appareil est en cours de charge, le voyant clignotera rapidement en vert. Une fois complètement chargé (maximum de 2 heures), le voyant lumineux passera au vert continu. Votre appareil peut arriver complètement chargé et ne pas nécessiter de charge additionnelle avant la première utilisation.

REMARQUE : Le voyant lumineux clignotera lentement en vert lorsque la pile doit être chargée. Le voyant lumineux clignotera rapidement en vert pendant que le Laser défiant le temps Contour des yeux charge, et passera au vert continu une fois complètement chargé.



TEST DU LASER SUR UNE PETITE PARTIE DE LA PEAU

Si vous utilisez le Laser défiant le temps Contour des yeux de Tria pour la première fois, nous vous recommandons de tester l'appareil sur votre avant-bras. Ceci vous permettra de déterminer la sensation du traitement. La majorité des utilisateurs disent s'être habitués à la sensation après quelques jours de traitement. En cas d'effet secondaire, comme apparition de cloques ou de croûtes, n'utilisez pas l'appareil. Ce type de réaction est très rare.

COMMENT UTILISER LE LASER DÉFIANT LE TEMPS CONTOUR DES YEUX

LES INSTRUCTIONS CI-DESSOUS VOUS EXPLIQUENT COMMENT UTILISER CORRECTEMENT LE LASER DÉFIANT LE TEMPS CONTOUR DES YEUX.

1. PRÉPARATION DE LA PEAU

Lavez et séchez le contour des yeux.

2. NETTOYER AVANT UTILISATION

Votre appareil est plus efficace lorsqu'il est propre. Obtenez des résultats optimaux en essuyant le bout de l'appareil pour traitement au laser à l'aide d'un coton-tige sec ou d'un chiffon avant chaque utilisation.

3. ALLUMAGE DE L'APPAREIL

Appuyez sur le bouton d'alimentation et relâchez-le :
Le voyant lumineux passera au vert indiquant que


le Laser déifiant le temps Contour des yeux est prêt à l'emploi. Ne pas maintenir le bouton d'alimentation enfoncé pendant le traitement.

REMARQUE : Il faut débrancher l'appareil pour effectuer un traitement.




4. TRAITEMENT DU PREMIER CONTOUR D'OEIL

Identifiez la zone de traitement des yeux comme il l'est indiqué ci-dessous.



- **Faites glisser l'appareil sur la peau :** Placez l'extrémité du laser à plat contre la peau et faites glisser lentement en petits mouvements circulaires, en effectuant plusieurs passages pendant le traitement pour couvrir toute la surface.



- **Gardez la lumière violette allumée :** Le voyant lumineux s'allumera en violet et l'appareil

vibrera lors de l'administration du traitement au laser. Continuez de déplacer l'appareil tout en maintenant un bon contact avec la peau afin d'émettre une lumière violette.

- **Continuez à traiter jusqu'à ce que l'appareil s'éteigne :** Le traitement sera terminé au bout de 1 minute. Le voyant lumineux s'éteindra, l'appareil vibrera et s'arrêtera à plusieurs reprises, et l'appareil s'éteindra automatiquement.

REMARQUE : Passer à l'autre contour d'œil avant l'arrêt de l'appareil peut entraîner un traitement inadéquat du premier contour d'œil.

REMARQUE : Si le voyant lumineux commence à clignoter vert pendant le traitement, terminez le traitement avant de charger l'appareil.

5. RÉPÉTEZ SUR L'AUTRE CONTOUR D'OEIL

(côté opposé du visage)

6. APPLIQUEZ DE L'ÉCRAN SOLAIRE

Il est recommandé d'utiliser un écran solaire à large spectre d'au moins FPS 30. Suivez les instructions de l'écran solaire.

 **MISE EN GARDE** : N'utilisez pas l'appareil pour traiter les yeux ou les paupières, ou ne le pointez pas directement dans les yeux. Cela pourrait entraîner de graves blessures à l'œil, comme une baisse permanente ou temporaire de la vue ou une cécité irréversible. Traitez uniquement le contour des yeux sur les régions où vous pouvez sentir l'os sous la peau.

 **MISE EN GARDE** : Ne traitez pas chaque zone plus d'une fois par jour (une fois toutes les 24 heures). Cela pourrait augmenter le risque d'irritation de la peau.

REMARQUE : Un léger picotement ou une sensation de chaleur peut survenir pendant le traitement.

REMARQUE : Si, pour une raison quelconque, vous devez éteindre l'appareil, appuyez sur le bouton d'alimentation et maintenez-le enfoncé pendant 1-2 secondes pour éteindre manuellement l'appareil.

REMARQUE : Si le voyant lumineux clignote en vert avant le traitement, veuillez charger l'appareil car cela indique que la pile est faible.

FRÉQUENCE D'UTILISATION DU LASER DÉFIANT LE TEMPS CONTOUR DES YEUX

Utilisez votre Laser déifiant le temps Contour des yeux 7 jours par semaine pendant 8 semaines. Nous recommandons d'utiliser l'appareil le soir dans le cadre de votre rituel de soins de la peau. Votre peau pourra ainsi commencer le processus de renouvellement et les effets indésirables pourront disparaître ou s'atténuer durant la nuit. N'utilisez pas cet appareil pendant plus de 8 semaines de traitement.

DESCRIPTION DES ATTENTES

- Les utilisateurs remarquent généralement une amélioration de la peau en seulement deux semaines, les meilleurs résultats survenant quelques semaines après la fin du traitement de 8 semaines.
- Lors du traitement ou immédiatement après, il est possible de ressentir une légère gêne, comme des picotements, des démangeaisons ou des fourmillements. Une sensation de chaleur ou de brûlure similaire à un coup de soleil peut également survenir. Ces sensations sont normales et disparaissent généralement au bout de quelques minutes ou quelques heures, et s'atténuent avec une utilisation continue.

- Lors du traitement ou immédiatement après, il est possible de développer une rougeur ou un léger gonflement sur la peau. Cette rougeur est normale et disparaîtra avant le prochain traitement.
- Autres effets secondaires possibles pendant une utilisation normale : écaillage ou sécheresse, et petites taches brunes provisoires sur la peau.

REMARQUE : Si vous présentez d'autres effets indésirables significatifs ou persistants, cessez le traitement et contactez le Service à la clientèle Tria Beauty ou un professionnel de la santé.

CONSEILS UTILES POUR DE MEILLEURS RÉSULTATS

APAISER APRÈS LE TRAITEMENT

Appliquez une crème pour les yeux après le traitement pour permettre d'apaiser la peau.

GARDEZ LA PEAU HYDRATÉE

Pendant les 8 semaines de traitement, appliquez un hydratant selon les besoins pour garder la peau bien hydratée.

PRATIQUEZ DEVANT UN MIROIR

Perfectionnez votre technique en vous regardant dans un miroir les premières fois où vous appliquez le traitement. Le voyant violet lumière de contact lorsque l'appareil repose à plat contre la peau et qu'il est en mouvement continu.

INSTRUCTIONS SOIN ET ENTRETIEN

TRAITEZ LE SOIR

Traiter le soir juste avant d'aller au lit permettra, le cas échéant, à la rougeur ou au gonflement de s'atténuer pendant la nuit.

PROTÉGEZ VOTRE PEAU DES RAYONS DU SOLEIL

Il est recommandé d'utiliser un écran solaire à large spectre d'au moins FPS 30 tous les matins. L'écran solaire quotidien renforcera les bienfaits des traitements réalisés au Laser déifiant le temps Contour des yeux, maintiendra les résultats plus longtemps et aidera à prévenir les nouvelles altérations de la peau causées par les rayons solaires.

ENTRETIEN

L'appareil n'a pas besoin d'un entretien régulier ou particulier. Si vous pensez que votre appareil ne fonctionne pas correctement ou qu'il est endommagé d'une façon ou d'une autre, n'utilisez pas l'appareil. Contactez le service à la clientèle Tria Beauty pour toute demande d'assistance.

NETTOYAGE

Pour obtenir de meilleurs résultats, maintenez au propre l'extrémité du laser. Les huiles, les lotions, le maquillage ou autres débris peuvent bloquer la lumière laser ou empêcher l'appareil de fonctionner correctement.

Si l'extrémité du laser devient visiblement sale, nettoyez la partie concernée à l'aide d'un coton-tige sec. Veillez à mettre l'appareil hors tension avant de

nettoyer. Si d'autres parties de l'appareil deviennent sales, nettoyez-les au besoin, à l'aide d'un tissu doux humecté d'alcool à friction.

Ne laissez pas l'eau ou un liquide pénétrer dans une partie de l'appareil.

ENTREPOSAGE

Gardez l'appareil à l'abri de l'eau, de l'humidité ou des débris qui pourraient s'incruster dans l'appareil.

ÉLIMINATION

L'appareil contient une pile au lithium. Veuillez suivre les règlements locaux concernant le recyclage ou l'élimination des appareils électriques.

VOYAGE

Si vous voyagez avec le Laser déifiant le temps Contour des yeux, mettez l'appareil dans son emballage d'origine afin de prévenir tout dommage. L'alimentation électrique fonctionnera correctement sur la plupart des prises (tension comprise entre 100 et 240 V.ca à 50-60 Hz). Vous pourriez avoir besoin d'un adaptateur pour permettre à l'alimentation électrique de se brancher à la prise murale.

DURÉE DE VIE DU PRODUIT

Le Laser déifiant le temps Contour des yeux est conçu pour durer 3 ans ou plus. Aucune pièce ou composante ne nécessite de remplacement régulier. L'appareil fonctionne correctement s'il se comporte de la manière décrite dans ce guide.

DIAGNOSTIC DE PANNE

Utilisez ce tableau pour vous aider à résoudre les problèmes qui se présentent. Si les problèmes persistent, contactez le Service à la clientèle Tria Beauty au 1-877-321-8742 ou contactez customercare@triatebeauty.com.

PRÉOCCUPATION	CAUSE POSSIBLE	RÉSOLUTION
Mon Laser défilant le temps Contour des yeux ne s'allume pas.	Votre appareil n'est pas chargé.	Rechargez votre appareil (voir page 50).
	Votre appareil est branché.	Débranchez votre appareil avant d'essayer le traitement.
Mon Laser défilant le temps Contour des yeux ne reste pas allumé et le voyant lumineux clignote en bleu lorsque le bouton d'alimentation est enfoncé.	Votre appareil est verrouillé.	Déverrouillez votre appareil (voir page 41).

PRÉOCCUPATION	CAUSE POSSIBLE	RÉSOLUTION
<p>Mon Laser défilant le temps Contour des yeux ne s'éteint pas.</p>	<p>Vous avez relâché le bouton d'alimentation avant que la lumière verte s'éteigne.</p>	<p>Maintenez le bouton d'alimentation enfoncé jusqu'à ce que la lumière verte s'éteigne, puis relâchez.</p>
<p>Mon Laser défilant le temps Contour des yeux ne se verrouille pas.</p>	<p>Vous n'avez pas maintenu le bouton d'alimentation enfoncé suffisamment longtemps pour voir quatre clignotements en bleu.</p>	<p>Répétez la séquence de verrouillage (voir page 41).</p>
	<p>Vous n'avez pas relâché le bouton d'alimentation avant le cinquième clignotement en bleu.</p>	
<p>Le voyant lumineux clignote lentement en vert.</p>	<p>Votre appareil a besoin d'être chargé.</p>	<p>Rechargez votre appareil (voir page 50).</p>
		<p>Si le voyant lumineux commence à clignoter vert pendant le traitement, terminez le traitement avant de charger l'appareil.</p>

PRÉOCCUPATION	CAUSE POSSIBLE	RÉSOLUTION
Le voyant lumineux est rouge.	Votre appareil ne fonctionne pas correctement.	Éteignez et rallumez votre appareil. Si le voyant est toujours allumé, contactez le service à la clientèle de Tria Beauty.
Mon Laser déifiant le temps Contour des yeux ne se charge pas.	Votre appareil n'est pas branché correctement.	Vérifiez que le cordon est correctement branché aux deux extrémités et que l'alimentation électrique est branchée dans une prise de courant murale opérationnelle (voir page 50).
Lors de l'utilisation de mon Laser déifiant le temps Contour des yeux, la lumière de contact de couleur violette ne s'allume pas ou s'arrête complètement pendant le traitement.	Votre appareil n'est pas chargé.	Rechargez votre appareil (voir page 50).
	L'extrémité du laser n'effectue pas un bon contact avec la peau.	Effectuez un déplacement lent et régulier tout en maintenant un bon contact avec la peau (voir page 53).

PRÉOCCUPATION	CAUSE POSSIBLE	RÉSOLUTION
Lors de l'utilisation de mon Laser déifiant le temps Contour des yeux, la lumière de contact de couleur violette ne s'allume pas ou s'arrête complètement pendant le traitement.	Votre appareil ne fonctionne pas correctement.	Rechargez l'appareil et recommencez la séance de traitement (voir page 50).
Lors de l'utilisation de mon Laser déifiant le temps Contour des yeux, la lumière laser s'illumine de manière intermittente.	L'extrémité du laser n'effectue pas un bon contact avec la peau.	Effectuez un déplacement lent et régulier tout en maintenant un bon contact avec la peau (voir page 53).
	La saleté ou les débris bloquent l'extrémité du laser.	Nettoyez l'extrémité du laser à l'aide d'un coton-tige sec (voir page 57).
J'utilise Laser déifiant le temps Contour des yeux et la sensation de traitement diminue considérablement.	La saleté ou les débris bloquent l'extrémité du laser.	Nettoyez l'extrémité du laser à l'aide d'un coton-tige sec (voir page 57).

GARANTIE LIMITÉE

Le Laser défiant le temps Contour des yeux est livré avec une garantie limitée d'un an dont les détails sont énoncés ci-dessous.

QUE COUVRE LA GARANTIE LIMITÉE?

La présente garantie limitée d'un an couvre tout défaut de fabrication sur les pièces et la main-d'œuvre du Laser défiant le temps Contour des yeux si vous l'avez acheté auprès d'un partenaire certifié ou directement du fabricant (Tria Beauty). La garantie limitée d'un an est valable uniquement pour vous, l'acheteur d'origine, et ne peut pas être transférée.

QUE NE COUVRE PAS LA GARANTIE LIMITÉE D'UN AN?

La présente garantie limitée entre en vigueur

seulement si le Laser défiant le temps Contour des yeux est acheté et utilisé aux États-Unis ou au Canada. Cette garantie limitée ne couvre pas les dommages, les défauts ou les défaillances causées par une utilisation abusive ou incorrecte; des soins inappropriés; un impact ou une insertion d'objets étrangers; un vandalisme; un entreposage inadapté; une réparation ou un entretien réalisé de manière inappropriée ou incorrecte; une application de composés chimiques nocifs; les cas de force majeure, l'incendie, ou l'eau; les substances abrasives; une négligence; un non-respect des instructions du fabricant; la perte du Laser défiant le temps Contour des yeux ; une usure et une détérioration normales; une altération; une utilisation excessive; une utilisation professionnelle; ou une utilisation commerciale.

QUELLE EST LA DURÉE DE LA GARANTIE LIMITÉE?

La garantie limitée débute à compter de la date d'achat et expire un an plus tard. La période de garantie n'est pas différée ou prolongée pour toute période pendant laquelle le Laser déifiant le temps Contour des yeux (ou toutes pièces de ce dernier) est en réparation ou si votre Laser déifiant le temps Contour des yeux est remplacé par Tria Beauty pendant la période de garantie.

QUELLES MESURES PRENDRA TRIA BEAUTY EN CAS DE DÉFECTUOSITÉ DU LASER DÉFIANT DE TEMPS CONTOUR DES YEUX?

Si vous constatez un défaut couvert par la garantie lié à votre appareil Laser déifiant le temps Contour

des yeux avant l'expiration de la garantie limitée d'un an, contactez le service à la clientèle.

Si nous confirmons l'existence d'un défaut couvert par la garantie limitée, nous prendrons, au gré de Tria Beauty, l'une des mesures suivantes : (i) remplacement de votre Laser déifiant le temps Contour des yeux par un appareil Laser déifiant le temps Contour des yeux neuf ou remis à neuf, identique ou similaire à l'appareil Laser déifiant le temps Contour des yeux acheté; ou (ii) réparation de votre appareil Laser déifiant le temps Contour des yeux à l'aide de pièces neuves ou remises à neuf.

Si nous remarquons que le défaut de votre Laser déifiant le temps Contour des yeux n'est pas

couvert sous la présente garantie limitée, nous vous proposerons d'autres services disponibles contre rémunération.

Si nous remarquons que le défaut de votre Laser déifiant le temps Contour des yeux n'est pas couvert sous la présente garantie limitée, nous vous proposerons d'autres services disponibles contre rémunération.

Si nous remarquons que le Laser déifiant le temps Contour des yeux n'est pas défectueux, nous vous en informerons et nous vous renverrons votre appareil Laser déifiant le temps Contour des yeux.

Tous les services couverts par la Garantie limitée

doivent être autorisés et réalisés par Tria Beauty ou par un fournisseur de services autorisé par Tria Beauty.

RESTRICTIONS ET EXCLUSIONS DE LA GARANTIE

LA PRÉSENTE GARANTIE VOUS CONFÈRE DES DROITS JURIDIQUES SPÉCIFIQUES EN PLUS DE VOS DROITS LÉGAUX.

VOS VOIES DE RECOURS EN CAS DE VIOLATION DE LA PRÉSENTE GARANTIE LIMITÉE SE LIMITENT UNIQUEMENT À LA RÉPARATION ET AU REMPLACEMENT DE VOTRE LASER DÉFIANT LE TEMPS CONTOUR DES YEUX TEL QUE DÉFINI DANS LA DÉCLARATION DE GARANTIE.

DANS LES LIMITES AUTORISÉES PAR LA LOI EN VIGUEUR, TRIA BEAUTY DÉCLINE TOUTES LES GARANTIES IMPLICITES. SI LA LOI EN VIGUEUR NE PERMET PAS LES AVIS DE NON RESPONSABILITÉ POUR LES GARANTIES IMPLICITES, ALORS LA DURÉE DE TELLES GARANTIES IMPLICITES EST PAR LA PRÉSENTE EXPRESSÉMENT LIMITÉES À LA DURÉE DE LA GARANTIE LIMITÉE EXPRESSE DÉFINIE PRÉCÉDEMMENT. EN AUCUN CAS TRIA BEAUTY NE SERA RESPONSABLE DE TOUT DOMMAGE PARTICULIER, INCIDENTEL, CONSÉQUENTIEL, PUNITIF OU INDIRECT, QUE CE SOIT À LA SUITE D'UNE RUPTURE DE GARANTIE, D'UNE RUPTURE DE CONTRAT, D'UN ACTE DÉLICTEUEL (Y COMPRIS UNE NÉGLIGENCE OU UNE RESPONSABILITÉ STRICTE EN MATIÈRE DE PRODUIT), OU POUR

TOUTE AUTRE RAISON, MÊME SI TRIA BEAUTY EST AVISÉE OU CONSCIENTE QUE DE TELS DOMMAGES POURRAIENT SURVENIR. DE TELS DOMMAGES COMPRENENT, SANS S'Y LIMITER; LA PERTE D'UTILISATION DU LASER DÉFIANT DE TEMPS CONTOUR DES YEUX, LE COÛT DE REMPLACEMENT DE TOUT ÉQUIPEMENT, LES RÉCLAMATIONS DE TIERS, OU LES DOMMAGES MATÉRIELS.

DANS LES LIMITES AUTORISÉES PAR LA LOI EN VIGUEUR, EN AUCUN CAS TRIA BEAUTY NE SERA RESPONSABLE DE TOUT DOMMAGE PARTICULIER, INCIDENTEL, CONSÉQUENTIEL, PUNITIF OU INDIRECT, QUE CE SOIT À LA SUITE D'UNE RUPTURE DE GARANTIE, D'UNE RUPTURE DE CONTRAT, DE NÉGLIGENCE, DE

RESPONSABILITÉ STRICTE EN MATIÈRE DE PRODUIT, D'ACTE DÉLICTEUX, OU DE TOUTE AUTRE THÉORIE JURIDIQUE, MÊME SI TRIA BEAUTY EST AVISÉE OU CONSCIENTE QUE DE TELS DOMMAGES POURRAIENT SURVENIR. DE TELS DOMMAGES COMPRENNENT, SANS S'Y LIMITER; LA PERTE D'UTILISATION DU LASER DÉFIANT DE TEMPS CONTOUR DES YEUX, LE COÛT DE REMPLACEMENT DE TOUT ÉQUIPEMENT, LES RÉCLAMATIONS DE TIERS, OU LES DOMMAGES MATÉRIELS. SI LA LOI EN VIGUEUR N'AUTORISE PAS DE LIMITATION SUR LES GARANTIES OU SUR LES VOIES DE RECOURS POUR LES INFRACTIONS COMMISES SUR CERTAINES TRANSACTIONS, LES LIMITATIONS DE CETTE DISPOSITION ET LA CLAUSE DE NON-RESPONSABILITÉ OU LES EXCEPTIONS

DE LA GARANTIE PEUVENT NE PAS S'APPLIQUER. CETTE LIMITATION NE S'APPLIQUE PAS AUX RÉCLAMATIONS POUR DÉCÈS OU POUR BLESSURES CORPORELLES CAUSÉS PAR UN DÉFAUT DU LASER DÉFIANT DE TEMPS CONTOUR DES YEUX OU D'AUTRES RESPONSABILITÉS QUI NE PEUVENT ÊTRE EXCLUES OU LIMITÉES PAR LA LOI.

LES PRÉSENTES MODALITÉS, CONDITIONS ET LIMITATIONS DE LA GARANTIE PRÉVOIENT LA RÉPARTITION DES RISQUES RELATIFS À LA DÉFECTUOSITÉ DU PRODUIT ENTRE TRIA BEAUTY ET VOUS, L'ACHETEUR DU LASER DÉFIANT DE TEMPS CONTOUR DES YEUX. CETTE RÉPARTITION EST RECONNUE PAR LES DEUX PARTIES ET SE RÉPERCUTE SUR LE PRIX DU LASER DÉFIANT DE

TEMPS CONTOUR DES YEUX. EN UTILISANT LE LASER DÉFIANT DE TEMPS CONTOUR DES YEUX, VOUS RECONNAISSEZ AVOIR LU ET COMPRIS CES MODALITÉS, CONDITIONS ET LIMITATIONS, ET ACCEPTEZ DE VOUS Y CONFORMER.

MODIFICATIONS DU PRODUIT

Tria Beauty se réserve le droit de modifier la conception de ses produits et d'y apporter des améliorations sans encourir de ce fait aucune obligation d'incorporer lesdites améliorations aux produits déjà vendus.

RÈGLEMENT DES DIFFÉRENDS

La présente garantie et tout litige ou réclamation découlant ou lié au présent document, à son objet ou

à sa formation (y compris les différends ou plaintes non contractuels) doivent être régis et interprétés conformément aux lois du pays d'achat. Vous acceptez que les tribunaux du pays dans lequel vous avez acheté le Laser déifiant le temps Contour des yeux auront compétence non exclusive pour régler les différends ou les plaintes qui découleraient ou seraient en lien avec la présente garantie ou son objet ou sa formation (y compris les différends ou plaintes non contractuels).

DÉLAIS POUR PORTER PLAINTÉ

Toute réclamation fondée sur une violation de la présente garantie limitée doit être entreprise dans les douze (12) mois à partir de la date d'achat original du Laser déifiant le temps Contour des yeux.

AUCUNE AUTRE GARANTIE OCTROYÉE

Sauf au moyen d'un accord écrit et signé par les deux parties, les présentes modalités, conditions et limitations de la garantie constituent l'entente complète et exclusive entre les parties, annulant et remplaçant toute entente et représentation antérieure, écrite ou orale, et toute autre communication ayant eu lieu entre les parties à cet égard. Aucun employé de Tria Beauty ou aucune autre partie (y compris mais sans s'y limiter, les distributeurs, les commerçants, les détaillants) n'est autorisée à donner une quelconque garantie en plus de celles établies dans cet accord.

DIVERS

Tels qu'utilisés dans le présent contrat, « nous »

renvoie à Tria Beauty. « Vous » renvoie à l'acheteur original du Laser déifiant le temps Contour des yeux. Une renonciation à la stricte conformité aux modalités citées ne sera pas considérée comme une renonciation permanente ou ne renoncera pas à d'autres modalités ou conditions. Nous ne serons pas tenus responsables de tout retard ou défaut d'exécution imputable à des événements météorologiques, désastres, actes de terrorisme, action ou réglementation gouvernementale, pénurie de main-d'œuvre ou de matériaux ou conflits, ou autres circonstances hors de notre contrôle. Si une quelconque modalité est jugée invalide, illégale ou inexécutable, celle-ci doit être ignorée, mais les modalités et conditions restantes doivent rester en vigueur.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

NOM : Laser déifiant le temps Contour des yeux

MODÈLE : FANp

TYPE DE LASER : Diode laser

CLASSE DE LASER : 1M selon IEC 60825

REMARQUE : Cet appareil laser de classe 1M émet des rayonnements laser invisibles. Ne traitez pas les yeux, les paupières ou ne pointez pas directement sur l'œil. Ne regardez pas directement le laser à l'aide d'instruments optiques, tels que les microscopes et les télescopes. Cet appareil est sans danger pour les yeux et la peau lorsqu'il est utilisé conformément aux *Instructions d'utilisation*.

LONGUEUR D'ONDE DE SORTIE : 1440 nm

ÉNERGIE LASER DE SORTIE : 10 mJ/pulsation

ENTRÉE D'ALIMENTATION ÉLECTRIQUE :
100-240 V- 50-60 Hz, 0,15 A

SORTIE D'ALIMENTATION ÉLECTRIQUE :
5 V CC 1,0 A, ou connexion USB

CARACTÉRISTIQUES PHYSIQUES



TEMPÉRATURE DE FONCTIONNEMENT :
5 °C à 30 °C

**TAUX D'HUMIDITÉ RELATIVE AU
FONCTIONNEMENT :** Pas de condensation
entre 15 et 95 % d'humidité



**PRESSION ATMOSPHÉRIQUE DE
FONCTIONNEMENT :**

de 700 hPa à 1060 hPa

**TEMPÉRATURE DE TRANSPORT ET
DE STOCKAGE :**

-25 °C à 70 °C

**TAUX D'HUMIDITÉ RELATIVE AU
TRANSPORT :**

Pas de condensation entre 0 et 93 %

**PRESSION ATMOSPHÉRIQUE DE
TRANSPORT :**

de 200 hPa à 1 060 hPa

Aucune pièce ou composante ne nécessite de remplacement régulier. Le Laser défilant le temps Contour des yeux fonctionne correctement s'il se comporte de la manière décrite dans ce guide.

Cet appareil se conforme à l'article 15 de la réglementation FCC. Son utilisation est soumise aux deux conditions suivantes : (1) cet appareil ne doit causer aucune interférence néfaste et (2) cet appareil doit être à même d'accepter toutes les interférences générées, y compris celles pouvant causer un dysfonctionnement.

GLOSSAIRE DES SYMBOLES



Mise en garde



Mise en garde du Laser



Type BF



Numéro de série



Constructeur



Alimentation (allumée/éteinte)



Documentation d'accompagnement à consulter



Limite de températures



DEEE



Symbole de marque CE

IP22

Symbole IP22



Symbole d'équipement de classe II

Tria Beauty, Inc.

4160 Dublin Blvd., Suite 200

Dublin, CA 94568 USA

CUSTOMER CARE/SERVICE À LA CLIENTÈLE

customercare@triabeauty.com

triabeauty.com

877-321-8742

Complies with 21 CFR 1040.10 and 1040.11 except deviations pursuant to Laser Notice No. 50. Dated June 24, 2007.
The device may potentially pose electromagnetic interference with other equipment. The device has been tested to be safe in accordance with IEC 60601-1-2:2007.

©2015 Tria Beauty, Inc. All rights reserved. Tria, Tria Beauty, and the Tria logo are registered trademarks of Tria Beauty, Inc. Patents pending.

Se conforme à 21 CFR Partie 1040.10 & 1040.11 sauf les exceptions citées dans le document Laser Notice No. 50.
Date : 24 juin 2007. Cet appareil peut potentiellement présenter une interférence électromagnétique avec d'autres équipements.
L'appareil a été testé comme étant sans danger conformément à IEC 60601-1-2:2007.

©2015 Tria Beauty, Inc. Tous droits réservés. Tria, Tria Beauty et le logo Tria sont des marques de commerce déposées de Tria Beauty, Inc. Brevet en instance.